

MedGroup 5.1-1.5.7

Installation

Le programme d'installation graphique démarre après un double clic sur le fichier de distribution medgroup5.1-1.5-7.exe. Simple, il peut être exécuté en français, allemand ou anglais. L'installation terminée, un programme utilisable se trouve sur votre PC.

Démarrage du programme

- Cliquez sur Démarrer / Programme / MedGroup 5.1 / MedGroup 5.1
ou
- Double-cliquez sur l'icône MedGroup 5.1 située sur l'écran

La surface du programme (MedGrouper.exe)



Le programme est divisé en 3 zones logiques qui correspondent à une procédure:

- **Zone d'entrée** (Un fichier à importer peut ici être choisi grâce à *Ouvrir (Öffnen)*. Un clic sur le bouton *Edit* affiche ce fichier dans l'éditeur standard)
- **Zone de groupement** (Vous pouvez sélectionner ici le tableau Cost-weight désiré, ainsi que la version du grouper¹, avec lequel le fichier de sortie sera groupé. Le choix «DRG Texte» influence la langue des textes DRG et MDC dans le fichier de sortie. Un clic sur le bouton *Edit* affiche le tableau Cost-weight dans l'éditeur standard)
- **Zone de sortie** (Affiche le nom du fichier d'exportation et le lieu où il figurera (lecteur et répertoire). Un clic sur le bouton *Edit* affiche, dans l'éditeur standard, le fichier achevé. Le fichier de sortie reçoit, en plus de son nom, l'extension *_drg.txt*. Ainsi, *m.dat* se transforme en *m_drg.txt*, par exemple)

Après introduction des paramètres dans les zones Entrée et Groupement, cliquez sur *Démarrer (Starten)*. En vertu de quoi il sera procédé au groupement et à la création du fichier de sortie.

¹ MedGroup 2005 nécessite en tout cas le grouper V1.5 de 3M.

Version ligne de commande (MedGrp.exe)

Appel

medgrp -infile=Inputfilename -informat=Inputfileformat -grouper=Grouperversion
-cw=Cost-weights -language=langue

Exemple:

medgrp -infile=c:\testin.txt -informat=MS -grouper=1.5 -cw=CH5.1 -language=F

| Paramètre | Zone | Remarque |
|-----------|-----------------|---|
| -infile | | Nom du fichier d'entrée et chemin avec guillemets lorsque le nom du fichier et/ou le chemin contiennent des espaces "i=c:\dem o\pfad\test.txt" |
| -informat | MS DRG ZH | Format du fichier d'entrée MS: Enregistrement de données OFS (voir la «Conception détaillée MS 1997» de l'OFS) DRG: Enregistrement de données DRG (c.f. «schnittstellendefinition_meddrg_all.pdf») ZH: obsolète |
| -grouper | 1.5 | Version du grouper (Méthode de groupement) Le grouper correspondant doit avoir été installé avec le CD-ROM d'installation original de 3M. Si le grouper V1.5 n'était pas installé dans le répertoire par défaut, le chemin figurant dans medgrp.ini (lui-même se trouvant dans le répertoire du programme) devrait être ajusté. |
| -cw | CH5.1 | Version des Cost-weights |
| -language | D F | Sortie de texte en allemand Sortie de texte en français Pas de sortie de texte |

Désinstallation

- Cliquez sur Démarrer / Programme / MedGroup 5.1 / Uninstall MedGroup 5.1